

ابزار تخصصی جراحی زنان و زایمان



▶ کورت : در عمل D& C برای تراشیدن لایه رحم استفاده میشود



▶ اکاتور واژن(والو) : واژن کنار میزنند تاسرویکس اکسپلور شود




▶ تناکولوم: برای گرفتن سرویکس استفاده میشود



▶ دیلاتور بوژی : برای دیلاته یا گشاد کردن سرویکس استفاده میشود




► هیسترومتر : برای اندازه گیری رحم استفاده میشود





▶ ژان لویی: برای گرفتن رحم استفاده میشود



► آرمی تاج: برای گرفتن مونته جهت پرپ استفاده میشود



استیله: برای بازکردن لوله فالوپ درتوبوپلاستی



فورسپس لوله: برای گرفتن لوله های فالوپ



▶ کورت های ضخیم : در عمل کورتاژ برای تراشیدن لایه های رحم استفاده میشود



پنس جفت: گرفتن جفت



کورت نواک





پنس بیوپسی: برای نمونه گرفتن



▶ اکاتور بليد : براي کنار زدن مثانه در عمل C/S استفاده ميشود